

そこに♥AEDがあれば、 救える命があります。

心臓突然死は、いつでも誰にでも起る可能性があります。
日本での心臓突然死は年間6万人とも言われています。その原因のほとんどが、心臓が痙攣し全身に血液を送れない心室細動という状態です。この心臓の痙攣を止める唯一の治療方法が除細動器（AED等）による除細動です。多くの企業・学校・施設にも

- ①すぐに使える場所への適正配置
 - ②バッテリー・パッド等の期限管理
 - ③正しい使用方法の教育・訓練
- が求められています。

心肺停止で
脳の回復が
困難となる


3分～4分以上

救急車の平均
到着時間は

8.6分



1分でも早い
AEDの使用が
生存退院率の増加に
つながります




AEDの配置基準

4分以内に電気ショックが可能になる設置がポイント！



現場から片道
の配置
(距離にすると300m毎の
設定が目安)



エレベータホールや、
階段の近くへの配置



AED設置場所への
通報によって、管理者
が現場へ直行する体制



わかりやすい場所
への配置
(入り口付近、普段から目
に入る場所、多くの人が通
る場所、目立つ看板の併設等)



誰もが24時間いつでも
アクセス可能な配置
(カギをかけない、あるい
はガードマン等、常に使用
できる人がいる体制等)

生死を分ける4分間

AEDを取りに行く時間をいかに短縮できるかがポイント！



心停止



119番通報
AED要請



絶え間ない
胸骨圧迫



AED到着



4分以内に
電気ショック

0min

1min

2min

3min

4min

AED 安心プラン

AED本体と5年間の消耗品がセットされた安心プラン、追加費用は不要

初めてでも正しく使えるオムロンのAED

- 心電図をすばやく的確に分析
- 充実のセルフチェック機能
- 高い堅牢性

一般的名称 非医療従事者向け自動除細動器
販売名 自動体外式除細動器 レスキューハート
HDF-3500

医療機器承認番号:22700B2I00047000

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器

自動体外式除細動器 レスキューハート
HDF-3500

2020年ガイドライン対応



軽量
コンパクトで
扱いやすい
本体:H200xW180
x D50mm 1.1Kg

その他主な付属品

- ・除細動パッドバック×1
- ・キャリングケース×1
- ・サインシール×1

分かりやすい
大きなパネルと
音声と光のガイド
で操作に迷わない



小型軽量、高耐久、高寿命

消耗品お届けサービス AED 安心パック (成人用)

商品型番:HDF-CS-3155


特長

AEDの消耗品(除細動パッドバック)を
タイムリーにお届け。

救命活動で除細動パッドバックを
使用された場合も、5年間は追加費用ナシ!

幼稚園・保育園のお客様へ

除細動パッドバックの使用期限前に交換品をお届けする安心なサービス



除細動パッドバック

・救命活動で除細動パッドバックを使用した
場合の、パッドバック交換補償付き。

※ 救急救命時以外は除細動パッドバックの緑の
つまみを引き出さないでください。
引き出すと使用できなくなります。

- ・病院および消防機関には販売できません。
- ・安心パックがないモデルもご用意しております。
- ・お断りなく商品使用を変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

サービスの流れ

AED 本体納品



約36カ月後

パッドバック をお届け



約24カ月

サービス終了



5年後

使用時も都度供給で安心

救命活動で パッドを使用

サポートセンター に連絡

新しいパッドを お届け

●パッドの交換や交換後の廃棄はお客様にて実施していただきます。●救命活動以外で使用された場合は補償交換ができません。●AED安心パックは、病院および消防機関には販売できません

AED 使用上のご注意

AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限など日頃からの点検が重要です。

- 1 未就学児には、未就学児専用除細動パッドバック(別売)を使用してください。未就学児専用除細動パッドバックがない場合は、付属の除細動パッドバックを使用してください。付属の除細動パッドバックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意してください。
- 2 AEDを設置した際はAED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理して下さい。特に除細動パッドバックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施して下さい。
- 3 除細動パッドバック等の消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースのわかりやすい位置に取り付けてください。
- 4 AED設置者及び管理者は、次の場合、製造販売業者又は販売業者に連絡してください。①不測の事態の発生時の譲渡する時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)③廃棄する時
- 5 除細動パッドバックは再使用禁止であり、使い捨てです。
- 6 医療機器は、その品質、有効性及び安全性の確保を維持する期間を明確化するために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」を過ぎたAEDは、できるだけ速やかな更新をお勧めします。

AEDを使った CPR(心肺蘇生法)講習サービス

いざという時に、正しく一次救命処置を施す
ために、実技を含めたAED講習を受講する
ことをお勧めしています。

CPR 講習サービス

60分 20名まで 料金 24,000円(税別)



注意 事項

※サービス提供範囲について 日本国内(一部離島は除く)
担当スタッフの在席拠点から片道80kmを超える場合や、時間外の実施には別途料
金がかかります。
※実技指導は6名までとなります。

専用設置用品

見やすく
壁面に設置!



AEDフック

(ネジ固定穴付、ネジ非同梱)

3,980円(税別) HDF-HL-F000
W240×D20×H92 mm



AEDホルダ

(ネジ固定穴付、ネジ非同梱)

9,800円(税別) HDF-HL-4350
W240×D144×H365 mm



ホルダスタンド

39,800円(税別) HDF-HL-S350
W475×D475×H1120 mm

※写真は別売の
「AEDホルダ」を
セットしたものです。

ご用命・お問い合わせは

株式会社 **ウチダシステムズ**
www.uchida-systems.co.jp

東京本社

東京都中央区新川1-21-2茅場町タワー14F

TEL 03-3537-0888 FAX 03-3537-0800

世田谷営業所

TEL 03-5355-5010 FAX 03-3537-0800

埼玉支店

TEL 048-778-8979 FAX 03-3537-0800

仙台支店

TEL 022-298-6052 FAX 022-298-6053

北海道支店

北海道札幌市中央区北1条東4-1-1

サッポロファクトリー1条館1F

TEL 011-272-3311 FAX 011-272-8889

釧路支店

TEL 0154-24-4211 FAX 0154-24-4232

帯広支店

TEL 0155-20-1008 FAX 0155-20-1007

神奈川支店

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-6

横浜みなと第一生命ビル11F

TEL 045-444-2581 FAX 045-444-2585

厚木支店

TEL 046-225-0315 FAX 046-294-0200

静岡支店

TEL 054-685-5270 FAX 054-269-5019

大阪支店

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

OMMビル15F

TEL 06-6910-7171 FAX 06-6944-9100

神戸支店

TEL 078-231-1421 FAX 078-231-1422

東海支店

TEL 052-857-1200 FAX 052-857-1201

九州支店

福岡県福岡市博多区諸岡5-2-1

TEL 092-588-7123 FAX 092-588-7122

大牟田オフィス

TEL 0944-41-1118 FAX 0944-41-1660

久留米支店

TEL 0942-40-3123 FAX 0942-40-3122

UCHIDA SYSTEMS